

PROMOITALIA
MEDICAL AESTHETICS

SPHERO●FILL

— CELL —

*La prima macchina medica per
il trattamento definitivo della
cellulite fibrosa*

*The first medical device for the
ultimate treatment of fibrous
cellulite*



SPHERO  FILL

CELL

Un nuovo approccio scientifico in grado di risolvere e migliorare sin dal primo trattamento l'antiestetico problema della pelle a buccia d'arancia

La cellulite: genesi ed incidenza

La cellulite colpisce il 90% delle donne, anche se le tipologie non sono tutti uguali.

La cellulite fibrosa sembra si formi a causa di un fenomeno chiamato "glicazione del collagene."

Questo fenomeno, che deriva dall'associazione delle fibre di collagene con molecole di glucosio, farà sì che la fibrosi (indurimento delle fibre di collagene), intrappolando le cellule di grasso, le rende difficili da trattare.

Alla glicazione e indurimento delle fibre si associa anche una costrizione dei vasi linfatici e sanguinei con conseguente ritenzione di liquidi e difficoltà circolatoria.

La cellulite quindi riunisce in se diverse problematiche:

- ***cute irregolare, pelle spenta ed anelastica***
- ***stasi circolatoria***
- ***indolenzimento e perdita di elasticità***





A new scientific approach that can solve and improve, starting from the first treatment, unsightly orange peel skin

Cellulite: genesis and incidence

Cellulite affects up to 90% of women, although the types are not all the same.

Fibrous cellulite seems to be formed due to a phenomenon called "collagen glycation."

This phenomenon, which results from the association of collagen fibers with glucose molecules, will cause fibrosis (hardening of collagen fibers), trapping fat cells, to make them difficult to treat.

To glycation and hardening of the fibers is also associated a constriction of the lymphatic and blood vessels, resulting in fluid retention and circulatory difficulty.

Cellulite therefore brings together several issues:

- **irregular, dull and inelastic skin**
 - **venous stasis**
 - **soreness**

Spherofill Cell è la nuova apparecchiatura medica per il trattamento ambulatoriale, efficace e duraturo della cellulite fibrosa

Esistono moltissimi trattamenti contro la cellulite.

Molti di questi sono ottimi alleati per migliorare il tono della pelle, ridurre il grasso in eccesso e/o stimolare il microcircolo, ma non agiscono sui cosiddetti "buchi" provocati dai setti fibrosi sottocutanei retraenti.

Spherofill Cell è l'unica apparecchiatura in grado di selezionare in modo preciso le fibre su cui lavorare, recidendole istantaneamente, eliminando in modo definitivo e duraturo, l'effetto buccia d'arancia.





Spherofill Cell is the new medical apparatus for outpatient, effective and long-lasting treatments of fibrous cellulite

Many cellulite-fighting treatments exist nowadays.

Many of these are excellent allies to improve skin tone, reduce excess fat, and/or stimulate microcirculation, but they don't act on the so-called "holes" caused by recurrent subcutaneous fibrosis.

Spherofill Cell is the only device that can precisely select the fibers to work on, instantly removing them, definitely eliminating the orange peel effect.

La dotazione di Spherofill Cell: Il manipolo.

IntradermoRFR probe - manipolo unico dove è possibile collegare un ago schermato a punta tagliente che si introduce con estrema precisione nel sito dell'inetetismo per tagliare sia i setti superficiali che quelli profondi con estrema facilità. La punta tagliente di questi aghi non è schermata e questo permette di emettere una specifica onda di Radio Frequenza Radio in grado di indebolire le fibre di collagene senza però creare nè danno, nè stimolazione termica.

La radiofrequenza radio emessa ha la doppia funzione di:

- **Indebolire le fibre collagene**
- **Stimolare i fibroblasti a produrre nuova matrice extracellulare**

Il trattamento inoltre può essere associato ad un prodotto mesoterapico rivitalizzante o rigenerante in modo da aumentarne l'efficacia e prolungare l'effetto estetico e curativo.





**Spherofill Cell supplies:
The handpiece.**

***SubdermoRFR probe** - unique handpiece with the possibility to connect a sharp pointed sheathed needle that is introduced with extreme precision, at the site of the imperfection, to cut both superficial and deep septa with ease. The sharp tip of these needles is not sheathed and this allows to emit a specific Radio Frequency radio wave able to weaken collagen fibers without causing damage or thermal stimulation.*

Emitted radio frequency has the dual function of:


- ***Weakening collagen fibers***
- ***Stimulating fibroblasts to produce new extracellular matrix***

Treatment may also be associated with a revitalizing or regenerating mesotherapy product to increase its effectiveness and prolong its aesthetic and healing effect.

Prima & Dopo



Before & After



PROMOITALIA

M E D I C A L A E S T H E T I C S

EURASIA BRANCH

Moscow 119019, M. Afanasyevskiy Pereulok 7 - RUSSIA
ph.: +7 (916) 588 48 85
assistantmoscowoffice@webpromoitalia.com

USA BRANCH

Suite 1240, 301 E Yamato Rd, Boca Raton, FL 33431 - USA
ph.: +1 (561) 939 16 12
info@webpromoitalia.com

EUROPE OFFICE

Milan 20124
Via San Gregorio, 44 - ITALY
Phone: +39 (0)2 670 77 226

Naples 80078
Via Antiniana, 59 - ITALY
Phone: +39 (0)81 558 51 18

info@webpromoitalia.com

www.webpromoitalia.com
www.youtube.com/promoitaliavideo

ASIA BRANCH

Room 03, 19/f, Wong's Factory Building
368-370 Sha Tsui Road,
Tsuen Wan, N.T., HONG KONG
info@webpromoitalia.com